

Horos インストール手順

Mac 用 / JSFRI 死後画像読影ハンズオン事前準備

Mac




作成時点の公式サイトと公開マニュアルをもとに整理しています。ページデザインや版番号は今後変わることがあります。

1

公式サイトで DOWNLOAD HOROS を開く

トップページ右上の DOWNLOAD HOROS をクリックします。



公式サイトトップページ右上にある DOWNLOAD HOROS から進みます。

2

無料インストールに進む

“DONATE”は選択せずに、下の“I have made my contribution to Horos”もしくは“I choose not to contribute to Horos”をクリックします。

HOROS

ABOUT TRAINING SUPPORT COMMUNITY BLOG DONATE [DOWNLOAD HOROS](#)

Please Help Sustain the Horos Project

DONATE TO HOROS

Horos has served as an important tool for first responders during covid. Now more than ever, we need your help to keep Horos going.

We appreciate your voluntary donation to help sustain this important free open source solution. This is an automated system and due to the costs of the manual administration required, please do not request that we refund your donation.

HOROS IS COMPATIBLE WITH MAC OPERATING SYSTEMS ONLY

<p>MEMBER</p> <p>\$10</p> <p>Show the love!</p> <p>ONE-TIME</p> <p>MONTHLY</p>	<p>ADVOCATE</p> <p>\$50</p> <p>I'm with you!</p> <p>ONE-TIME</p> <p>MONTHLY</p>	<p>ENTHUSIAST</p> <p>\$100</p> <p>Let's do this!</p> <p>ONE-TIME</p> <p>MONTHLY</p>
<p>CHAMPION</p> <p>\$250</p> <p>Make it happen!</p> <p>ONE-TIME</p> <p>MONTHLY</p>	<p>SPONSOR</p> <p>\$500</p> <p>Dream big!</p> <p>ONE-TIME</p> <p>MONTHLY</p>	<p>THANK YOU</p> <p>With your support, the Horos Project lives on.</p> <p>- The Horos Team</p>

I have made my contribution to Horos I choose not to contribute to Horos

個人情報入力ページに進みます。

3

ダウンロードページ上部で自分の Mac に合う方を選ぶ

ページの見た目は変わることがありますが、上部の Intel 用 / Apple Silicon 用リンクから選びます。

Horos 4.0.0 - Intel x86_64 Processors
Horos 4.0.0.RCS (macOS 10.11+)

Horos 4.0.1 - Apple Silicon Processors
Horos 4.0.0.RCS ^Download this version if you are on macOS 26 Tahoe

Scroll down for troubleshooting steps

Latest change log:

- Illegible Text Issue Fix
- Performance enhancements
- Building system review

Get previous versions:

- Horos 3.3.6 (macOS 10.11+)
- Horos 3.3.5 (macOS 10.11+)
- Horos 3.2.1 (macOS 10.11+)
- Horos 2.4.1 (macOS 10.11+)
- Horos 1.1.7 (macOS 10.8+)

Found an issue?

- Report in our [Github Repository](#)

Help Improve Horos!

Horos is an open-source software and therefore operates off subscriptions, contributions from the community, and your donations.

COMMUNITY SUPPORTER

\$10

Show your love!

ONE-TIME Monthly

ADVOCATE

\$50

Intel Mac
→ Intel x86_64

M1 / M2 / M3 など
→ Apple Silicon


迷ったときは、Apple メニューの「この Mac について」でチップ名を確認します。
・ M1 / M2 / M3 系なら Apple Silicon です。

4

dmg を開き，ライセンス画面で Agree を押す

ダウンロード後に表示されたファイルを開くと，ライセンス画面が出ます。

To proceed with the installation, click **Agree** on the license agreement screen. Once it has been user will be required to drag Horos to the Application folder to complete the process.




右下の Agree をクリックして先へ進みます。

5

Horos.app を Applications へドラッグする

Mac ではこの操作でインストールが完了します。




左の Horos.app を右の Applications へドラッグします。

6

Applications から Horos を起動する

インストール後は Applications フォルダから起動できます。

Open the Applications folder and double click on **Horos** and the user can start importing images to Horo




Applications の一覧に Horos が入っていれば OK. ダブルクリックで起動します。


7

確認用 DICOM がある場合は、Import で読み込みを試す


起動確認だけでも十分ですが、確認用 DICOM がある場合はここまで試すと安心です。



Import をクリック




DICOMDIR を選んで Open



確認ダイアログが出たら進む

4



画像が表示されれば動作確認 OK。当日は配布 DICOM を読み込みます。